


Wb、If/Icc、Elisa用抗Eif3Bウサギモノクローナル抗体 - P55884

商品番号: CM0012480



前書き

ヒトeIF3Bに対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光（IF/ICC）、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと交差反応します。翻訳開始および細胞増殖研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF3BウサギmAb
備考／別名	PRT1; EIF3S9; EIF3-ETA; EIF3-P110; EIF3-P116; eIF3B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8662
GeneID	8662
免疫原	ヒトeIF3Bのアミノ酸101～200（NP_003742.2）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55884
タンパク質分子量	93 kDa
輸送	保冷バッグ