


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Eif3Cポリクローナル抗体 - Q99613

商品番号: CM0030991



前書き

EIF3Cウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。eIF-3翻訳開始複合体のコアサブユニットであるヒト、マウス、ラットのEIF3C (eIF3-p110) を検出します。タンパク質合成や細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF3C Rabbit pAb
別名	EIF3CL; EIF3S8; eIF3-p110; EIF3C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8663
遺伝子ID	8663
免疫原	ヒト EIF3C (NP_003743.1) のアミノ酸694～913番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99613
タンパク質分子量	106kDa
輸送方法	保冷剤