


Anti-Eif3D ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O15371

商品番号: CM0025185



前書き

ヒトEIF3D（eIF3-zeta）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。翻訳開始、細胞増殖、宿主-ウイルス相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF3D Rabbit pAb
備考/別名	EIF3S7; eIF3-p66; eIF3-zeta; EIF3D
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8664
遺伝子ID	8664
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15371
タンパク質分子量	64kDa
発送方法	保冷剤