


## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Eif3Eモノクローナル抗体 - P60228

商品番号: CM0009258



### 前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用のeIF3e (EIF3S6/INT6)

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。翻訳開始およびNMDの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 製品名         | eIF3e Rabbit mAb                                  |
| 備考/別名       | INT6, EIF3S6, EIF3-P48, eIF3-p46, eIF3e           |
| 種           | ヒト                                                |
| GeneID (ヒト) | 3646                                              |
| GeneID      | 3646                                              |
| 免疫原         | ヒトeIF3e (P60228) のアミノ酸210-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                               |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                         |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS       | P60228                                            |
| タンパク質分子量    | 52kDa                                             |
| 配送          | アイスバッグ                                            |