


Anti-Eif3E ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P60228

商品番号: CM0026553



前書き

CamelBioは、eIF3e（INT6、EIF3S6）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体を提供しています。ヒトおよびマウスのサンプルでウェスタンブロットおよびELISAにより検証されており、この抗体はタンパク質翻訳開始およびがん生物学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF3e ウサギ pAb
備考/別名	INT6; EIF3S6; EIF3-P48; eIF3-p46; eIF3e
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3646
GeneID	3646
免疫原	ヒト eIF3e (NP_001559.1) のアミノ酸 1-445 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P60228
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスパック