


抗Eif3Gポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用途） - O75821

商品番号: CM0030496



前書き

ヒトEIF3Gを標的とする高品質ウサギ由来ポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAでの検証が完了しています。EIF3Gは真核生物翻訳開始因子3複合体のコア構成要素で、タンパク質合成と細胞周期調節に必須です。本抗体はマウスおよびラットの検体と交差反応性を示し、翻訳研究において多用途に活用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF3G ウサギ pAb
備考/別名	EIF3S4; EIF3-P42; eIF3-p44; eIF3-delta; EIF3G
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8666
遺伝子ID	8666
免疫原	ヒトEIF3G (NP_003746.2) のアミノ酸1〜320番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75821
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤