


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Eif3J ポリクローナル抗体 - O75822

商品番号: CM0030390



前書き

EIF3J Rabbit pAb (O75822)

は、ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたポリクローナル抗体です。翻訳開始およびがん生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF3J Rabbit pAb
備考/別名	EIF3S1; eIF3-p35; eIF3-alpha; EIF3J
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8669
遺伝子ID	8669
免疫原	ヒトEIF3J (NP_003749.2) のアミノ酸1-258に相当する組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75822
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋