


抗Eif3Kウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Ubq5

商品番号: CM0025506



前書き

EIF3Kに対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを対象にウエスタンブロット、IHC、P、ELISAでの検証が完了しており、翻訳開始やタンパク質合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF3K Rabbit pAb
備考／別名	M9; ARG134; PLAC24; PTD001; EIF3S12; HSPC029; MSTP001; PLAC-24; PRO1474; EIF3-p28; EIF3K
種	ヒト
GeneID（ヒト）	27335
GeneID	27335
免疫原	ヒトEIF3K（NP_037366.1）のアミノ酸1-218に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBQ5
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	氷袋