


抗Eif3L ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Y262

商品番号: CM0028040



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの抗EIF3L

ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。eIF-

3翻訳開始複合体の構成成分で、タンパク質合成と細胞増殖に関与しています。IVDおよび研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF3L ウサギ pAb
備考/別名	EIF3EIP; EIF3S11; HSPC021; HSPC025; MSTP005; EIF3S6IP; EIF3L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51386
免疫原	ヒトEIF3L (NP_057175.1) のアミノ酸1-230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y262
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	氷袋