


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Eif3M ポリクローナル抗体 - Q7L2H7

商品番号: CM0028126



前書き

ヒトEIF3M (eIF3m, hFL-B5)に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示す。EIF3Mは翻訳開始に必須のeIF-3複合体のサブユニットであり、がんおよびウイルス感染研究に関連する。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF3M ウサギ pAb
備考/別名	B5; GA17; PCID1; TANGO7; hfl-B5; EIF3M
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10480
遺伝子ID	10480
免疫原	ヒトEIF3M (NP_006351.2) のアミノ酸1-374に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L2H7
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ