


抗Eif4Aウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P60842 / Q14240 / P38919

商品番号: CM0020964



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに対応したeIF4Aウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのeIF4A（P60842/Q14240/P38919）を認識します。翻訳開始およびRNAヘリカーゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF4A ウサギpAb
種	ヒト
遺伝子ID	1973/1974/9775
免疫原	ヒトeIF4Aのアミノ酸1-100の配列に対応する合成ペプチド (NP_001407.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60842/Q14240/P38919
配送	アイスバッグ