

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Eif4A1ポリクローナル抗体 - P60842

商品番号: CM0028795



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISA用として検証済みのeIF4A1ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットと反応します。研究および診断における翻訳開始とRNAヘリカーゼ機能の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF4A1 Rabbit pAb
備考/別名	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1
種	ヒト
遺伝子ID	1973 (human)
免疫原	ヒトeIF4A1 (NP_001407.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60842
タンパク質分子量	46kDa
配送	アイスバッグ