


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Eif4A1/Eif4A2/Eif4A3 モノクローナル抗体 - P60842/Q14240/P38919

商品番号: CM0007538



前書き

ヒト EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を持つ組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。翻訳開始とRNAヘリカーゼ機能の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3 ウサギ mAb
備考/別名	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; DDX2B; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; e-IF-4A-II; Fall; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; e-IF-4A-III; EIF4A1/EIF4A2/EIF4A3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1973/1974/9775
GeneID	1973/1974/9775
免疫原	ヒト EIF4A1、EIF4A2、EIF4A3のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60842/Q14240/P38919
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ