


Wb、Elisa用 Anti-Eif4A2 ポリクローナル抗体 - Q14240

商品番号: CM0025036



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗EIF4A2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに交差反応性あり。翻訳開始とRNAヘリカーゼ活性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF4A2 ウサギ pAb
備考/別名	DDX2B; EIF4A; EIF4F; BM-010; eIF4A-II; eIF-4A-II; EIF4A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1974
GeneID	1974
免疫原	ヒトEIF4A2 (NP_001958.2)のアミノ酸1-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14240
タンパク質分子量	46kDa
配送	保冷バッグ