

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Eif4A3 ウサギモノクローナル抗体 - P38919

商品番号: CM0005751



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗eIF4A3
ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの
eIF4A3タンパク質（P38919）を認識します。スプラ
イシングとEJCダイナミクスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF4A3 ウサギmAb
備考/別名	Fall1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
種	ヒト
遺伝子ID	9775 (ヒト)
免疫原	ヒトeIF4A3（P38919）のアミノ酸34-125に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38919
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ