

Wb、Elisa用 抗Eif4A3 ウサギポリクローナル抗体 - P38919

商品番号: CM0025711



前書き

ヒトeIF4A3 (DDX48/NMP265)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。mRNAスプライシング、EJC複合体形成、ナニセンス媒介分解の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	eIF4A3 ウサギ pAb
備考/別名	Fall1; RCPS; DDX48; MUK34; NUK34; NMP265; eIF4AIII; eIF4A-III; eIF-4A-III; eIF4A3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9775
GeneID	9775
免疫原	ヒトeIF4A3 (NP_055555.1) のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38919
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷バッグ