


Wb、If/Icc、Elisa用抗Eif4Bポリクローナル抗体 - P23588

商品番号: CM0017067



前書き

ヒトEIF4Bに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのEIF4Bを検出し、翻訳開始研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF4BウサギpAb
備考／別名	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1975
GeneID	1975
免疫原	ヒトEIF4B (NP_001408.2) のアミノ酸352～611に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23588
タンパク質分子量	69kDa
配送	保冷剤