


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 Anti-Eif4B ポリクローナル抗体 - P23588

商品番号: CM0026672



前書き

EIF4B Rabbit

pAbは、ヒトおよびマウスの真核生物翻訳開始因子4Bを標的とするポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みで、タンパク質生合成および翻訳制御メカニズムの研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF4B Rabbit pAb
備考/別名	EIF-4B; PRO1843; EIF4B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1975
遺伝子ID	1975
免疫原	ヒトEIF4B (NP_001408.2) のアミノ酸352-611に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P23588
タンパク質分子量	69kDa
配送	保冷バッグ