

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Eif4Eポリクローナル抗体 - P06730

商品番号: CM0013290



## 前書き

ヒトeIF4Eに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。mRNAキャップ結合、核輸出、翻訳制御に関与する25 kDaの翻訳開始因子を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                    |
|------------|------------------------------------------------------|
| 製品名        | eIF4E ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名      | CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; eIF4E   |
| 対象種        | ヒト                                                   |
| 遺伝子ID (ヒト) | 1977                                                 |
| 遺伝子ID      | 1977                                                 |
| 免疫原        | ヒトeIF4E (NP_001959.1) のアミノ酸1-217に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                  |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                            |
| 用途         | WB、IF/ICC、ELISA                                      |
| 交差反応性      | ヒト                                                   |
| SWISS      | P06730                                               |
| タンパク質分子量   | 25kDa                                                |
| 輸送方法       | 保冷剤                                                  |