

Wb用 Anti-Eif4E2 ポリクローナル抗体 - O60573

商品番号: CM0024764



前書き

ヒト EIF4E2 (4EHP)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。miRNAを介したサイレンシングとウイルス応答に関与する主要な翻訳抑制因子。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF4E2 ウサギ pAb
備考/別名	4EHP, IF4e, 4E-LP, h4EHP, EIF4EL3, EIF4E2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9470
GeneID	9470
免疫原	ヒト EIF4E2 (NP_004837.1) のアミノ酸1-240を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60573
タンパク質分子量	28kDa
輸送	氷袋