


Anti-Eif4Ebp1 (4E-Bp1) モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q13541

商品番号: CM0004293



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで使用実績のある、eIF4EBP1（4E-BP1、PHAS-

I）を標的とするウサギモノクローナル抗体。翻訳調節、mTORシグナリング、がん研究におけるヒト、マウス、ラットの研究に適しています。Uniprot:

Q13541。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] eIF4EBP1 Rabbit mAb
備考/別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1978
遺伝子ID	1978
免疫原	ヒト eIF4EBP1 (NP_004086.1) のアミノ酸20-118以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋