


抗Eif4Ebp1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途） - Q13541

商品番号: CM0013131



前書き

ヒトeIF4EBP1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、翻訳制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF4EBP1 ウサギpAb
備考／別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-1; eIF4EBP1
対象種	ヒト
遺伝子ID	1978
免疫原	合成ペプチド：ヒトeIF4EBP1 (NP_004086.1) のアミノ酸50～118番領域内の配列に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	保冷剤梱包