


Anti-Eif4Ebp1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q13541

商品番号: CM0007479



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証された高特異性抗eIF4EBP1ウサギモノクローナル抗体。ヒトeIF4EBP1（13 kDa）を検出し、翻訳調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] eIF4EBP1 Rabbit mAb
備考/別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; [KD Validated] eIF4EBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1978
GeneID	1978
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13kDa
配送	氷袋