


Ihc-PおよびElisa用抗Eif4Ebp1ウサギポリクローナル抗体 - Q13541

商品番号: CM0019761

[前書き](#)

IHC-

PおよびELISA用のヒトeIF4EBP1（4EBP1）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。mTORC1経路および翻訳開始制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF4EBP1ウサギpAb
備考／別名	BP-1; 4EBP1; 4E-BP1; PHAS-I; eIF4EBP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1978
免疫原	ヒトeIF4EBP1（NP_004086.1）のアミノ酸1～118に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13541
タンパク質分子量	13 kDa
輸送	保冷バッグ