


## Wb・Elisa用抗Eif4G1ポリクローナル抗体 - Q04637

商品番号: CM0017349



## 前書き

ヒトEIF4G1（eIF4G、p220）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。翻訳開始、ストレス顆粒、パーキンソン病関連経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | EIF4G1 ウサギ pAb                                      |
| 備考・別名      | P220, EIF4F, EIF4G, EIF4GI, PARK18, EIF-4G1, EIF4G1 |
| 対象種        | ヒト                                                  |
| GeneID（ヒト） | 1981                                                |
| GeneID     | 1981                                                |
| 免疫原        | ヒトEIF4G1（NP_886553.3）のアミノ酸550～650番の配列に対応する合成ペプチド    |
| 起源         | ウサギ                                                 |
| 分類         | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途         | WB、ELISA                                            |
| 交差反応性      | ヒト                                                  |
| SWISS      | Q04637                                              |
| タンパク質分子量   | 175kDa                                              |
| 発送方法       | 氷袋梱包                                                |