


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 Anti-Eif4G1 ポリクローナル抗体 - Q04637

商品番号: CM0027562



前書き

ヒトEIF4G1 (eIF4G, p220)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。翻訳開始とストレス応答経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF4G1 ウサギ pAb
備考/別名	P220; EIF4F; EIF4G; EIF4G1; PARK18; EIF-4G1; EIF4G1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1981
遺伝子ID	1981
免疫原	合成ペプチド ヒトEIF4G1 (NP_886553.3) のアミノ酸400-500に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q04637
タンパク質分子量	175kDa
配送	保冷バッグ