

## Wb、Elisa用 Anti-Eif4G2/P97 ポリクローナル抗体 - P78344

商品番号: CM0014223



## 前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルでWBおよびELISAについて検証済みのAnti-EIF4G2/p97  
ウサギポリクローナル抗体。翻訳開始因子EIF4G2 (DAP5/p97)、102kDaを標的とします。IRES介在性翻訳の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | EIF4G2/p97 ウサギ pAb                                               |
| 備考/別名       | P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97                                |
| 種           | ヒト                                                               |
| GeneID (ヒト) | 1982                                                             |
| GeneID      | 1982                                                             |
| 免疫原         | 合成ペプチド：ヒト EIF4G2/p97 (NP_001409.3) のアミノ酸750-850領域内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース         | ウサギ                                                              |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                        |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                       |
| SWISS       | P78344                                                           |
| タンパク質分子量    | 102kDa                                                           |
| 配送方法        | アイスバッグ                                                           |