


Anti-Eif4G2/P97 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P78344

商品番号: CM0028671



前書き

EIF4G2/p97に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。翻訳開始の研究に適しています。

。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	EIF4G2/p97 ウサギ pAb
備考/別名	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1982
免疫原	ヒト EIF4G2/p97 (NP_001409.3) のアミノ酸320-490に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78344
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋