

Wb、Elisa用 抗Eif5A ウサギモノクローナル抗体 - P63241

商品番号: CM0010790



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みの高品質な抗eIF5Aウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。翻訳伸長、リボソームストーリーリング、アポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eIF5A ウサギ mAb
備考/別名	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5A1; eIF5A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1984
GeneID	1984
免疫原	ヒトeIF5A（P63241）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P63241
タンパク質分子量	17kDa
輸送	保冷バッグ