

抗Eif5A2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Gzv4

商品番号: CM0026354

前書き

ヒトEIF5A2に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのEIF5A2を検出します。翻訳研究やがん研究に最適です。SWISS: Q9GZV4。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF5A2 ウサギ pAb
備考／別名	EIF-5A2; eIF5AII; EIF5A2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	56648
遺伝子ID	56648
免疫原	ヒトEIF5A2（NP_065123.1）のアミノ酸1～153番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZV4
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	水袋