


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Eif5B ポリクローナル抗体 - O60841

商品番号: CM0014033



前書き

ヒト EIF5B (IF2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。翻訳開始研究やリボソームサブユニット結合の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF5B Rabbit pAb
備考/別名	IF2; EIF5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9669
GeneID	9669
免疫原	組換えタンパク質、ヒト EIF5B (NP_056988.3) のアミノ酸1-273に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60841
タンパク質分子量	139kDa
配送	氷袋