

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗エラスチン (Eln)

ウサギモノクローナル抗体 - P15502

商品番号: CM0006885

前書き

ヒトエラスチン (ELN)
に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。組換え免疫原。細胞外マトリックスおよび血管生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELN ウサギ mAb
備考/別名	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
種	ヒト
GeneID	2006
免疫原	ヒトELN (NP_001265868.1) のアミノ酸27-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15502
タンパク質分子量	68kDa
配送	保冷バッグ