

Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用抗エラスチン（Eln）ウサギモノクローナル抗体 - P15502

商品番号: CM0007453

前書き

ヒトエラスチン（ELN）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。アミノ酸27～200を標的とします。細胞外マトリックス研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELNウサギmAb
備考／別名	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
種	ヒト
遺伝子ID	2006（ヒト）
免疫原	ヒトELNのアミノ酸27～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001265844.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P15502
タンパク質重量	68 kDa
輸送	保冷バッグ