

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗エラスチンポリクローナル抗体 - P15502

商品番号: CM0021316

前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済みの抗エラスチン（ELN）ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応し、細胞外マトリックスおよび血管生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELN Rabbit pAb
備考/エイリアス	WS; WBS; SVAS; ADCL1; ELN
種	ヒト
GeneID	2006
免疫原	ヒトELN (NP_001265868.1) のアミノ酸27-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15502
タンパク質分子量	68 kDa
配送	アイスバッグ