

Anti-Elavl3 ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - Q14576

商品番号: CM0028986

前書き

ヒトELAVL3 (HuC, PLE21)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB, IF-P, IHC-P,
ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経分化およびmRNA調節に関する神経科学研究に最適です。 - 40kDa, Q14576.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELAVL3 Rabbit pAb
備考/別名	HUC; HUCL; PLE21; ELAVL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1995
遺伝子ID	1995
免疫原	合成ペプチド ヒトELAVL3 (NP_001411.2) のアミノ酸161-260領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q14576
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバッグ