

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Elavl4ポリクローナル抗体 - P26378

商品番号: CM0016464



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISA用のヒトELAVL4（HuD）を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。神経生物学および傍腫瘍症候群の研究に適しています。予測分子量42 kDa。SWISS P26378。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELAVL4ウサギpAb
備考／別名	HUD; PNEM; ELAVL4
種	ヒト
GeneID	1996
免疫原	ヒトELAVL4（NP_068771.2）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P26378
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ