

Wb及びElisa用 抗Elf2 ウサギポリクローナル抗体 - Q15723

商品番号: CM0025470

前書き

ヒトELF2（EU32/NERF）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB及びELISAでの使用が検証済みです。ヒト及びマウスのELF2と交差反応しません。標的タンパク質の分子量は64 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELF2 Rabbit pAb
別名	EU32; NERF; NERF-2; NERF-1A; NERF-1B; NERF-1a; b; ELF2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1998
遺伝子ID	1998
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q15723
タンパク質分子量	64kDa
発送方法	氷袋梱包