

If/IccおよびElisa用Anti-Elf4ポリクローナル抗体 - Q99607

商品番号: CM0025948

前書き

ヒトELF4を標的とするウサギポリクローナル抗体。
免疫蛍光法（IF/ICC）およびELISAで検証済み。組換え免疫原を使用しており、ヒトELF4（UniProt Q99607）と交差反応します。転写調節、自然免疫、および炎症反応の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELF4 Rabbit pAb
備考/別名	MEF; ELFR; AIFBL2; ELF4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2000
免疫原	ヒトELF4 (NP_001412.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99607
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスパック