

Anti-Elf5ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Ukw6

商品番号: CM0025159



前書き

ELF5に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC - P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。上皮分化および転写調節の研究に適しています。UniProt Q9UKW6。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELF5 Rabbit pAb
備考/別名	ESE2; ELF5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2001
遺伝子ID	2001
免疫原	ヒト ELF5 (NP_938195.1) のアミノ酸40-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKW6
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバック