

Wb、Elisa用 Anti-Elk1 ポリクローナル抗体 - P19419

商品番号: CM0016139



前書き

WBおよびELISAで検証済みのELK1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応。MAPKシグナル伝達および即時早期遺伝子誘導に参与するETSドメイン転写因子ELK1のC末端領域を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELK1 ウサギ pAb
備考/別名	ELK1
種	ヒト
遺伝子ID	2002
免疫原	ヒトELK1 (NP_005220.2) のアミノ酸201-297を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19419
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ