

Wb、Ip、Elisa用抗Elk1ウサギモノクローナル抗体 - P19419

商品番号: CM0003497



前書き

ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IP、ELISAでの使用が検証されたウサギモノクローナルELK1抗体。MAPKシグナル伝達および初期遺伝子活性化の中心的媒介因子であるETSドメイン転写因子Elk-1を標的とします。研究用途のみに限定されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELK1 ウサギmAb
備考/別名	ELK1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2002
遺伝子ID	2002
免疫原	合成ペプチド (ヒトELK1 (NP_001107595.1) のアミノ酸329~428番目の配列に対応する合成ペプチド)
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19419
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	保冷剤