


WbおよびElisa用Anti-ELL2ウサギポリクローナル抗体 - O00472

商品番号: CM0024474



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗ELL2ウサギポリクローナル抗体。ラットと交差反応します。RNAポリメラーゼII伸長、snRNA転写、および免疫グロブリン処理の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELL2 Rabbit pAb
備考/別名	MRCCAT1; ELL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22936
GeneID	22936
免疫原	ヒトELL2 (NP_036213.2) のアミノ酸200-292に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	O00472
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスバッグ