


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Elmo1ウサギモノクローナル抗体 - Q92556

商品番号: CM0005685



前書き

ヒトELMO1 (Q92556) を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに対応し、ヒト・マウス・ラットで検証済みです。細胞骨格再編成、食作用、細胞運動性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELMO1 ウサギmAb
備考/別名	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9844
GeneID	9844
免疫原	合成ペプチド ヒトELMO1 (Q92556) のアミノ酸628～727番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92556
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷剤