

Wb、Elisa用抗Elmo1ウサギポリクローナル抗体 - Q92556

商品番号: CM0013321



前書き

ヒトELMO1を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。貪食、細胞運動、DOCK-GEF/RAC1シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELMO1ウサギpAb
備考／別名	CED12; CED-12; ELMO-1; ELMO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9844
GeneID	9844
免疫原	ヒトELMO1 (NP_055615.8) のアミノ酸527～727に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92556
タンパク質分子量	84 kDa
輸送	保冷バッグ