

Wb、Elisa用抗Elmo2ウサギポリクローナル抗体 - Q96Jj3

商品番号: CM0015538



前書き

ヒトELMO2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。食作用、細胞運動、貪食研究に有用です。免疫原：組換え融合タンパク質（アミノ酸42～120）。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELMO2ウサギpAb
備考／別名	VMPI; CED12; CED-12; ELMO-2; Ced-12A; ELMO2
生物種	ヒト
遺伝子ID	63916
免疫原	ヒトELMO2（NP_877496.1）のアミノ酸42～120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96Jj3
タンパク質分子量	83kDa
輸送	保冷バッグ