

Wb、Elisa用 抗Elmo3 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Bj8

商品番号: CM0025641

前書き

ヒトELMO3に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。標的は食作用および細胞運動に関与する細胞骨格再編成タンパク質。アポトーシス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELMO3 ウサギ pAb
備考/別名	CED12; CED-12; ELMO-3; ELMO3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79767
GeneID	79767
免疫原	ヒトELMO3 (NP_078988.2) のアミノ酸504-773に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96BJ8
タンパク質分子量	81kDa
発送	保冷バッグ