

Ihc-P、Elisa用 抗Eln（エラスチン）ウサギポリクローナル抗体 - P15502

商品番号: CM0017984

前書き

CamelBioはIHC-PおよびELISAで検証済みの抗ELN（エラスチン）ウサギpAbを提供します。ヒトエラスチン（UniProt P15502）を標的としており、これは68kDaの分泌型細胞外マトリックスタンパク質です。心血管および結合組織研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELN ウサギpAb
備考/別名	WS; WBS; SVAS; ADCLI; ELN
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2006
GeneID	2006
免疫原	組換えタンパク質 ヒトELN (P15502)のアミノ酸1-97に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15502
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷剤