

抗Elongin-A2 (Tceb3B) ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Iyf1

商品番号: CM0028203

前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗Elongin-A2 (TCEB3B)抗体です。WBおよびELISAで使用可能で、ヒト、マウス、ラットと反応します。転写伸長および精巢の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCEB3B ウサギpAb
別名	HsT832; TCEB3B; TCEB3L
対象種	ヒト
遺伝子ID	51224
免疫原	ヒトTCEB3B (NP_057511.2)のアミノ酸534～753番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8IYF1
タンパク質分子量	84kDa
発送方法	保冷剤梱包