

Wb、Elisa用 抗Elovl2 ポリクローナル抗体 - Q9Nxb9

商品番号: CM0018829

前書き

ヒトELOVL2（超長鎖脂肪酸伸長酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびラットと交差反応性あり。脂肪酸代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELOVL2 ウサギ pAb
備考/別名	SSC2; ELOVL2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54898
免疫原	ヒトELOVL2（NP_060240.3）のアミノ酸残基247-296に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NXB9
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ