

Anti-Elovl4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzr5

商品番号: CM0027697

前書き

ヒトELOVL4を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。超長鎖脂肪酸の伸長および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELOVL4 Rabbit pAb
備考/別名	ADMD; CT118; ISQMR; SCA34; STGD2; STGD3; ELOVL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6785
GeneID	6785
免疫原	合成ペプチド ヒトELOVL4 (NP_073563.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZR5
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ